



VÁHY

Osobní váhy TANITA

Medicínské váhy s tělesnou analýzou

TANITA SC-240

Tuto váhu lze použít při sledování průběhu nemocí a podmínek týkajících se tělesné hmotnosti a kompozice. Může být použita při monitorování a pro předcházení nadměrného ukládání tuků. (diabetes, hyperlipipemia, žlučové kameny a ztukovatělá játra)

Komunikační rozhraní USB umožňuje přenesení naměřených údajů na obrazovku počítače.

Speciální vlastnosti:

- poskytuje celkové hodnoty tělesného tuku, BMI, tělesný tuk %, celkový tuk kg, hmota bez tuku kg, hmotnost svalů kg, tělesná voda %, tělesná voda kg, kalorie potřebné pro výměnu látek, kostní hmota, indikátor viscerálního tuku, metabolický věk, indikátor zdravého množství kostní hmoty
- komunikační rozhraní USB k přenesení naměřených údajů do počítače
- použití při sledování průběhu nemocí a podmínek týkajících se tělesné hmotnosti a kompozice
- pro monitorování a předcházení nadměrného ukládání tuků
- možnost propojení s PC a ambulantním SW pomocí SW Medibus



Technické parametry

kapacita (kg):	200
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	341 x 437 x 54
hmotnost (kg):	4,7
napájení:	baterie (6xAA) / AC adaptér
stanovené měřidlo:	třída III
komunikace:	USB
objednací kód:	760-602

TANITA BF-350

Rychlé a přesné měření, jednoduchá obsluha. Komunikační rozhraní umožňuje přenesení naměřených údajů na obrazovku počítače. Poskytuje celkové hodnoty tělesného tuku, vody, BMI - %

Speciální vlastnosti:

- kompaktní a robustní design
- rychlé nastavení parametrů
- komunikace s PC
- lehce přenosná



Technické parametry

kapacita (kg):	200
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	350 x 350 x 95
hmotnost (kg):	7,5
napájení:	AC adaptér
komunikace:	RS-232C
objednací kód:	760-601

Více informací na www.lekarske-vahy.cz

TANITA
Monitoring Your Health



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

**VÁHY**

Osobní váhy TANITA

Medicínské váhy s tělesnou analýzou

TANITA SC-330

Analýza tělesné kompozice s indikátorem viscerálního tuku

Celkové naměřené tělesné výsledky:

hmotnost | Body mass index | tělesný tuk % | tuk hromadný kg | tuk uvolněný kg | hmotnost svalů kg | tělesná voda % | tělesná voda kg | kalorie potřebné pro výměnu látek | kostní hmota

Další funkce:

- indikátor viscerálního tuku
- metabolický věk
- indikátor zdravého množství kostní hmoty

Speciální vlastnosti:

- jednoduché použití s navigací na podsvíceném displeji
- okamžitý tisk výsledku měření
- tiskárna SC 330 P

**Technické parametry**

věkové rozmezí:	5- 99 let
kapacita (kg):	270
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	372 x 690 x 1022
hmotnost (kg):	12,1
napájení:	AC adaptér
komunikace:	RS-232C / USB
tisk	Integrovaná tiskárna
objednací kód:	760-603

TANITA BC-418 MA

Segmentální tělesný analyzátor BC-418 MA s integrovanou tiskárnou

Celkové naměřené tělesné výsledky:

hmotnost | Body mass index | tělesný tuk % | tučná tkáň kg | netučná tkáň kg | hmotnost svalů | tělesná tekutina kg | tělesná tekutina % | bazální metabolismus | útrobní tuk | stanovení cílových hodnot | indikátor kostní hmoty

Další funkce:

- tělesný tuk %
- hodnocení rozložení tuků
- hodnocení rozložení netučné hmoty
- svalová hmota kg
- impedanční hodnoty

Technické parametry

věkové rozmezí:	5- 99 let
kapacita (kg):	270
citlivost (g):	100
rozměry (mm):	372 x 690 x 1022
hmotnost (kg):	12,1
napájení:	AC adaptér
komunikace:	RS-232C / USB
tisk	Integrovaná tiskárna
objednací kód:	760-609

**Více informací na www.lekarske-vahy.cz****TANITA**
Monitoring Your Health**COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.**

17. listopadu 861, 506 01 Jičín
 mobil: + 420 605 281 433
 tel./fax: + 420 493 524 534
 e-mail: info@compek.cz
www.compek.cz

pobočka Hradec Králové:

Vázní 899, 500 03 Hradec Králové
 mobil: +420 603 172 425
 tel./fax: +420 495 514 105
 e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Plzeň:

Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
 mobil: +420 736 773 551
 tel./fax: +420 373 724 213
 e-mail: plzen@compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Štrážna 11, 831 01 Bratislava
 mobil: + 421 908 758 793
 fax: + 421 31 7855 921
 e-mail: info@compek.sk
www.compek.sk

**COMPEK**
MEDICALSERVICES**DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE**